

GC制御でも手動でも切替え可能

キャリアガス切替器

アジレント社GC用

CGS1

価格が高騰しているヘリウムガスを節約。分析中以外はキャリアガスを代替ガスに切替えます。

- アジレント社GCからの自動制御に加え、手動でも切替えが可能
- LEDランプで現在使用中のガスの種類を目視確認〔安心・安全〕
- 独立24V電源を採用。安定した電圧を供給
- 配管の低ボリューム化で切替え時のガス入れ替りがスムーズ
- 水素キャリアガスと窒素ガスの切替えにも使用可能



GC上部設置例

GC背面切替えバルブ

GCからの制御



キャリアガス切替器 CGS1 仕様

流路制御バルブ	小型3ポート電磁弁(禁油処理)
電源(ACアダプタ)	入力AC100~240V 0.4A, 出力DC24V
本体寸法(mm)	122(W) x 105(D) x 65(H)
本体重量(kg)	約0.6(バルブ別)
付属品	ACアダプタ、電磁弁、配管、GC接続ケーブル

周辺機器のリモート信号切替えに

リモート信号切替器

アジレント社GC用

RSS103

各社周辺機器のリモート信号をワンタッチ切替え。接続の煩わしさを解消します。

- 電源不要
- 前面つまみを回すだけで切替えが可能
- 3台の周辺機器切替えに対応。1台分をフリーポートにすれば、GC単独使用に便利

※周辺機器により接続ポートの形状が異なります。事前にご相談ください。

GC上部設置例



リモート信号切替器 RSS103 仕様

接続ポート	D-sub9ピン メス x 4(A/B/C/COM)
本体寸法(mm)	120(W) x 160(D) x 90(H)
本体重量(kg)	約1.0
付属品	D-sub9ピンケーブル(オス-オス) 1.2m



ラボソルテック合同会社

- 一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-14-201
 TEL:042-595-8687 FAX:042-633-0282
 mail: info@labosoltech.com

- お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へ