

小型ロータリーバルブ & アクチュエーター

MRV シリーズ

ガス分析に最適な小型・低価格のバルブ



マイクロロータリーバルブ



オプション

ポート数	6、10、4(内部サンプル計量)	14
ポート接続	1/16"	
バルブ本体材質	SS316L	
不活性処理オプション	Dursan®	-
内部パージ	オプション	-
最高使用温度 °C	225 / 350	225
最大使用圧力 MPa(psi)	2.75(400)	1.03(150)
サイズ(継手含まず) mm	本体直径 約 32 本体長さ 約 42	約 38 約 45

電動アクチュエーター



ミニエアークチュエーター



マニュアルアクチュエーター



スタンドオフ 2"、3"、4"、クロスマウント



ラボソルテック合同会社

〒190-0003 東京都立川市栄町 3-56-14-201
TEL:042-595-8687 / FAX:042-633-0282
mail:info@labosoltech.com



- 一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へ