

シリンジ注入などで装置のスタートボタンが押しづらい、  
押すタイミングがいつもと違うなどを解消します。

- 設置場所は自由自在。押しやすい場所に設置可能
- 付属の固定用ゲルでしっかり固定
- アジレントGC対応の接続コネクタ付きですぐに使用できる

※その他機器などに取り付ける場合は別途ご相談ください。



手元スタートスイッチ

足元スタートスイッチ

## 手元スタートスイッチ コンパクトなので設置場所を選びません



## 足元スタートスイッチ GC上に設置することで手元での操作することも可能



手元/足元スタートスイッチ SWH/SWF1 仕様

製品名	手元スタートスイッチ	足元スタートスイッチ
モデル名	SWH1	SWF1
本体寸法(mm)※突起部除く	30(W)×40(D)×20(H)	φ80×16(H)
ケーブル長さ(m)	1	3
付属品	固定用ゲル 1個	
接続部	アジレントGC対応 Dsub9	