



プレップ・スタートスイッチ

手元スタートスイッチ

足元スタートスイッチ

シリンジ注入などで装置のスタートボタンが押しづらい、押すタイミングがバラつくなどを低減します。

- 設置場所は自由自在。押しやすい場所に設置可能
- 付属の面ファスナー、固定用粘着シートでしっかり固定
- アジレント社GC対応の接続コネクタ付きですぐに使用できる

※その他の機器などに取り付ける場合は別途ご相談ください。

プレップ・スタートスイッチ / 手元スタートスイッチ

コンパクトなので設置場所を選びません



足元スタートスイッチ

手元に集中し操作可能です



GC 上に設置することで
手で操作することも可能

プレップ・スタートスイッチ / 手元スタートスイッチ / 足元スタートスイッチ 仕様

製品名	プレップ・スタートスイッチ	手元スタートスイッチ	足元スタートスイッチ
モデル名	SWPS	SWH1	SWF1
本体寸法(mm)※突起部除く	25(W)×45(D)×15(H)	30(W)×40(D)×20(H)	φ80×16(H)
ケーブル長さ(m)	1.5	1	3
付属品	面ファスナー		固定用粘着シート
接続部	アジレント社 GC 対応 Dsub9 オス		

接続ケーブル（オプション）



ケーブル種類	長さ	品番
リモート信号ケーブル (オス - オス)	1.8m	CBL-DS9MM18
リモート信号 Y ケーブル (オス ×1- メス ×2)	0.3m	CBL-DS9YMF03
リモート信号延長ケーブル (オス - メス)	1m	CBL-DS9EX10
	3m	CBL-DS9EX30
	5m	CBL-DS9EX50

- 一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

