


窒素やアルゴンなどでケース内をパージして、  
大気(酸素や水分)によるサンプルの変質などの影響を低減します。

- インジェクタを上部からケースに入れるだけの簡単設置
- サンプルの出し入れは前面ドアから、シリンジ交換は右側ドアからアクセス
- パージ用ガス流量を調整・モニターするための流量計もご用意(オプション)



※前側・後側どちらの注入口にも設置可能



注意  
※150サンプルトレイ用ブラケットには対応していません  
※パージケースは空気を完全に遮断する構造ではありません

オートインジェクタ用パージケース ASP100 仕様

本体材質	ポリ塩化ビニル
ガス供給口	外径6mm ワンタッチコネクタ
本体寸法(mm)	200(W)×200(D)×500(H)



ラボソルテック合同会社

〒190-0003 東京都立川市栄町 3-56-14-201  
TEL:042-595-8687 / FAX:042-633-0282  
mail:info@labosoltech.com

- 一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へ