

プレップスタート / 足元スタートスイッチ

SWPS / SWF1

シリンジ注入などで装置のスタートボタンが押しづらい、
押すタイミングがバラつくなどを低減します。

- 設置場所は自由自在。押しやすい場所に設置可能
 - 付属の面ファスナー、固定用ゲルでしっかり固定
 - アジレント社GC対応の接続コネクタ付きですぐに使用できる
- ※その他の機器などに取り付ける場合は別途ご相談ください。



プレップ・スタートスイッチ 足元スタートスイッチ

プレップ・スタートスイッチ コンパクトなので設置場所を選びません



ケーブルの向きは変更可能

足元スタートスイッチ 手元に集中できます



GC上に設置することで手元で操作することも可能

プレップ・スタート/足元スタートスイッチ SWPS/SWF1 仕様

製品名	プレップ・スタートスイッチ	足元スタートスイッチ
モデル名	SWPS	SWF1
本体寸法(mm)※突起部除く	25(W)×45(D)×15(H)	φ80×16(H)
ケーブル長さ(m)	1.5	3
付属品	面ファスナー	固定用ゲル
接続部	アジレント社GC対応 Dsub9	



ラボソルテック合同会社

〒190-0003 東京都立川市栄町 3-56-14-201
TEL:042-595-8687 / FAX:042-633-0282
mail:info@labosoltech.com

- 一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へ